

Prolystica 2X® Detergente Enzimático Ultraconcentrado

DESEMPEÑO, VELOCIDAD Y PROTECCIÓN

Rendimiento excepcional en los procesos de lavado y de protección del instrumental en procedimientos manuales y automáticos

NUEVA generación de productos para la limpieza del instrumental médico



Características

Doble Proteasa con un sistema surfactante avanzado.
PH neutro.
Inhibidores de corrosión, sistema mejorado.
Formulado para procedimientos de limpieza manuales y automáticos
Dosis de baja concentración (1- 4 ml/l)
Baja formación de espuma
Ecológicos
Aclarado libre
Olor agradable

Surgiplast Ltda.
☎2248930 - 2516284 - 5470058
Fax:2248910
www.surgiplast.com.co
surgiplast@labgothplast.com.co
Carrera 72-A #70-17
Bogotá, D.C. Colombia

Beneficios

- Excepcional rendimiento de limpieza con gran velocidad a la hora de eliminar sangre, grasa, mucosas y otros residuos quirúrgicos (glúcidos, lípidos) de dispositivos médicos en todos los tipos de agua
- Amplia compatibilidad de materiales en las superficies del instrumental, incluidas las de los endoscopios flexibles
- Protege el instrumental de los efectos nocivos del agua y de las impurezas de ésta
- Con un costo por uso muy competitivo
- Se ha formulado con surfactantes biodegradables, agentes quelatantes/secuestrantes e inhibidores de corrosión. Envasado en contenedores HDPE totalmente reciclables
- Elimina el desagradable olor de los residuos quirúrgicos durante el proceso de limpieza

 **STERIS®**


MEDICAL PRODUCTS - PACKAGING